# HEK293 EBNA Hücreleri

300264

HEK293 EBNA hücre hattı, kendisi de doku kültüründe yetiştirilen insan embriyonik böbrek hücrelerinden türetilen orijinal HEK293 hattının bir türevidir. Bu özel alt hat, Epstein-Barr virüsü nükleer antijen-1'i (EBNA-1) kararlı bir şekilde ifade edecek şekilde tasarlanmıştır. EBNA-1'in ekspresyonu, EBV replikasyon kökenini taşıyan plazmidlerin epizomal replikasyonuna izin vererek HEK293 EBNA hücrelerini rekombinant proteinlerin üretimi ve epizomal vektörleri içeren gen ekspresyonu çalışmaları için özellikle değerli kılmaktadır.
HEK293 EBNA hücreleri, hücre kültürü plastiğine yapışmaları ve standart memeli hücre kültürü ortamında sağlam büyümeleri dahil olmak üzere ana HEK293 hücrelerinin birçok özelliğini korur. EBNA-1'in eklenmesi, hücrelerin plazmid replikasyonunun EBV kökeni ile plazmidleri yayma yeteneğini geliştirdiğinden, araştırma ve biyoteknolojik uygulamalardaki kullanımlarını genişletir. Bu özellik, hem araştırma amaçları hem de endüstriyel ölçekte üretim için gerekli olan kararlı, yüksek verimli rekombinant proteinlerin üretilmesi için kritik öneme sahiptir.

## GENEL BILGILER

### Açıklama

HEK293 EBNA hücre hattı, kendisi de doku kültüründe yetiştirilen insan embriyonik böbrek hücrelerinden türetilen orijinal HEK293 hattının bir türevidir. Bu özel alt hat, Epstein-Barr virüsü nükleer antijen-1'i (EBNA-1) kararlı bir şekilde ifade edecek şekilde tasarlanmıştır. EBNA-1'in ekspresyonu, EBV replikasyon kökenini taşıyan plazmidlerin epizomal replikasyonuna izin vererek HEK293 EBNA hücrelerini rekombinant proteinlerin üretimi ve epizomal vektörleri içeren gen ekspresyonu çalışmaları için özellikle değerli kılmaktadır.
HEK293 EBNA hücreleri, hücre kültürü plastiğine yapışmaları ve standart memeli hücre kültürü ortamında sağlam büyümeleri dahil olmak üzere ana HEK293 hücrelerinin birçok özelliğini korur. EBNA-1'in eklenmesi, hücrelerin plazmid replikasyonunun EBV kökeni ile plazmidleri yayma yeteneğini geliştirdiğinden, araştırma ve biyoteknolojik uygulamalardaki kullanımlarını genişletir. Bu özellik, hem araştırma amaçları hem de endüstriyel ölçekte üretim için gerekli olan kararlı, yüksek verimli rekombinant proteinlerin üretilmesi için kritik öneme sahiptir.

| | |
|---|---|
| **Doku** | Embriyonik böbrek |

### Eş anlamlılar

- HEK293-EBNA
- 293 c18
- 293c18
- HEK 293 c18
- HEK-293 c18
- HEK293-EBNA1
- HEK-293-EBNA
- HEK 293-EBNA
- HEK 293 EBNA
- HEK293EBNA
- 293 EBNA
- 293-EBNA1
- 293-EBNA
- 293/EBNA
- 293EBNA
- EBNA-293
- EBNA293
- HEK293E
- HEK/EBNA
- HEK-EBNA
- HEK.EBNA
- 293/EBNA-1
- 298E

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## SINIFLANDIRMA

| | |
|---|---|
| **Canlı** | İnsan |
| **Cinsiyet** | Kadın |
| **Büyüme özellikleri** | Bağlı |
| **GDO durumu** | GMO-S1 |

**GDO durumuna ilişkin ayrıntılar**

GMO-S1: This HEK293 EBNA cell line contains EBV nuclear antigen (EBNA) sequences enabling episomal replication of EBV-derived plasmids, without releasing infectious virus particles. The modification is stably present in embryonic kidney-derived cells. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

| | |
|---|---|
| **Biyogüvenlik seviyesi** | 2 |

## ÖZELLIKLER

| | |
|---|---|
| **Morfoloji** | Epitelyal |

## TANIMLAYICILAR

**Kaynak gösterimi**

HEK293 EBNA (Cytion katalog numarası 300264)

| | |
|---|---|
| **NCBI Vergi Kimlik Numarası** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_6974 |

## İFADE VE DUYARLILIK

**Antijen ekspresyonu**

EBNA1

**Virüsler**

Adenovirüs 5 (Transformant), EBV (EBNA1 eksprese eder)

## İŞLEME VE YETIŞTIRME

**Besiyeri**

DMEM, w: 4,5 g/L Glukoz, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM Sodyum piruvat (Cytion ürün numarası 820300a)

| | |
|---|---|
| **Kuluçka ortamı** | 37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer. |

**Takviyeler**

Ortamı %10 FBS ile takviye edin

| | |
|---|---|
| **Ayrıştırma reaktifi** | Accutase |

**Alt kültür oluşturma**

Yapışık hücrelerden eski ortamı çıkarın ve kalsiyum ve magnezyum içermeyen PBS ile yıkayın. T25 şişeleri için 3-5 ml PBS ve T75 şişeleri için 5-10 ml kullanın. Ardından, T25 flasklar için 1-2 ml ve T75 flasklar için 2,5 ml kullanarak hücreleri Accutase ile tamamen kaplayın. Hücreleri ayırmak için oda sıcaklığında 8-10 dakika inkübasyona bırakın. İnkübasyondan sonra, hücreleri yeniden süspanse etmek için 10 ml besiyeriyle hafifçe karıştırın, ardından 300xg'de 3 dakika santrifüjleyin. Süpernatantı atın, hücreleri taze besiyerinde yeniden süspanse edin ve zaten taze besiyeri içeren yeni şişelere aktarın.

### Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

### Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

| | |
|---|---|
| **Dondurma ortamı** | Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz. |

### Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

### Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

## BAĞIŞÇI

| | |
|---|---|
| **Bağışçının yaşı** | Fetüs |

## YASAL VE GÜVENLIK

### Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

### Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

| | |
|---|---|
| **Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir** | Yes |