A20

305263

GENEL BILGILER

Açıklama

A20 hücre hattı bir faredeki retikulum hücre sarkomundan türetilmiştir ve immünoloji ve kanser araştırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Retikulum hücre sarkomu bir tür B-hücre lenfomasıdır ve A20 hücreleri B-hücre lenfomalarının biyolojisini ve bağışıklık tepkisini incelemek için değerli bir model sağlar. Bu hücreler özellikle B hücresi gelişimi, aktivasyonu, sinyalizasyonu ve tümör hücreleri ile bağışıklık sistemi arasındaki etkileşim mekanizmalarını araştırmak için kullanışlıdır. Ayrıca A20 hücreleri, bağışıklık düzenlemesi için gerekli olan sitokinlerin üretimi ve işlevine odaklanan araştırmalarda çok önemli bir rol oynamaktadır.
A20 hücreleri lenfoblastik bir morfoloji sergiler ve yüzey immünoglobulin ve majör histo-uyumluluk kompleksi (MHC) molekülleri de dahil olmak üzere B hücrelerine özgü yüzey işaretlerini ifade eder. Araştırmacılar antijen sunumu, B-hücresi reseptör sinyali ve çeşitli sitokinlerin bağışıklık tepkilerindeki rolünü incelemek için A20 hücrelerini kullanmaktadır. Bu hücreler aynı zamanda B-hücreli lenfomaları ve diğer hematolojik maligniteleri tedavi etmeyi amaçlayan monoklonal antikorlar ve kontrol noktası inhibitörleri gibi immünoterapilerin geliştirilmesinde ve test edilmesinde de etkili olmaktadır. Ayrıca A20 hücreleri, klinik öncesi çalışmalarda yeni terapötik ajanların etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için bir model görevi görmektedir. A20 hücrelerinin immünolojik araştırmalarda ve B-hücresi patofizyolojisinin anlaşılmasındaki faydası, kanser araştırmalarının ilerletilmesi ve yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesindeki önemini vurgulamaktadır.

Hastalık	Fare retikulum hücre sarkomu

Eş anlamlılar

- A-20

SINIFLANDIRMA

Canlı	Fare
Cinsiyet	Belirtilmemiş
Büyüme özellikleri	Askıya alma
Biyogüvenlik seviyesi	1

ÖZELLIKLER

Morfoloji	Lenfoblast
Hücre türü	B lenfosit
Tümör oluşturucu	Evet

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

A20 (Cytion katalog numarası 305263)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	10090
Cellosaurus	CVCL_1940

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

RPMI 1640, w: 2.0 mM stabil Glutamin, w: 2.0 g/L NaHCO3 (Cytion makale numarası 820700a)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %10 ısıyla inaktive edilmiş FBS ile destekleyin, 2,5 g/L glukoz ve 10 mM HEPES ekleyin

Alt kültür oluşturma

Süspansiyon hücreleri: Taze besiyeri ile pipetleyerek hücreleri substrattan çıkarın. Tek hücreler elde etmek için süspansiyonu 22 gauge iğneden birkaç kez geçirin ve yeni şişelere dağıtın.

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

BAĞIŞÇI

Tür / alt tür	BALB/cAnN
Bağışçının yaşı	>15 ay

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir	Yes

ÜRÜN DETAYLARI

Bileşim tablosu