Nthy-ori 3-1

305606

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Cellinjen Nthy-ori 3-1 är en icke-tumörbildande modell som har etablerats utifrån normalt follikulärt epitel från mänsklig sköldkörtel. Den har gjort sig odödlig med hjälp av det stora T-antigenet från SV40 (SV40T), vilket möjliggör långvarig odling utan att det leder till omvandling till en malign fenotyp. Nthy-ori 3-1-celler uppvisar egenskaper som är typiska för sköldkörtelepitelceller, däribland uttryck av markörer såsom tyreoglobulin och sköldkörteltranskriptionsfaktor-1 (TTF-1), vilka är väsentliga för sköldkörtelspecifika funktioner. Denna cellinje fungerar som ett värdefullt verktyg för att undersöka normal sköldkörtelbiologi, effekterna av miljögifter och de tidiga stadierna av sköldkörtelkarcinogenes. Inom forskningen har Nthy-ori 3-1 använts för att utforska de molekylära mekanismerna bakom sköldkörtelsjukdomar, däribland autoimmun tyreoidit och struma. Den möjliggör en jämförelse med cellinjer för sköldkörtelcancer, särskilt i studier som fokuserar på oxidativ stress och DNA-skador. Exempelvis har det visats att exponering av Nthy-ori 3-1-celler för genotoxiska ämnen inducerar DNA-strängbrott och reparationsreaktioner, vilket är avgörande för att förstå mutagenes och utvecklingen av maligna tumörer i sköldkörteln.
Dessutom används cellinjen inom toxikologi för att utvärdera hur miljö- och läkemedelsföreningar påverkar sköldkörtelns hälsa. Studier med Nthy-ori 3-1-celler har belyst de signalvägar som är involverade i cellernas respons på tyreotoxiska ämnen och hormonstörande ämnen. Detta gör Nthy-ori 3-1 till en viktig modell för forskning om reglering av sköldkörtelfunktionen, sjukdomsmodellering och screening av behandlingar.

Vävnad	Sköldkörteln

Synonymer

- Nthy ori 3.1
- Nthy-ori 3.1
- NTHY-ORI3.1
- HTori-3.1

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Kvinna
Tillväxtegenskaper	Följsam
Biosäkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Epitelliknande
Celltyp	Follikulärcell

IDENTIFIERARE

Källa

Nthy-ori 3-1 (Cytion-katalognummer 305606)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_2659

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Virus

SV40

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

RPMI 1640, med: 2,0 mM stabilt glutamin, med: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS

Dissociationsmedel	Accutase
Såtäthet	2–4 × 10^4 celler/cm^2
Vätskeförnyelse	2 till 3 gånger per vecka

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	35 år
Etnicitet	Europeiska

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes