BIT 100 ml

850106

BIT-100 – tai be serumo priedas, kurio sudėtyje yra galvijų serumo albumino, žmogaus rekombinantinio insulino ir žmogaus transferino. Jis pakeičia serumą „Cancer Stem Cell Medium“ terpėje, skirtoje žmogaus vėžio kamieninių ląstelių kultivavimui. Siūlome BIT-100 naudoti kartu su „Cancer Stem Cell Medium“ bazine terpe ir L-glutaminu. Jis naudojamas 20 % galutine koncentracija, pavyzdžiui, 10 ml BIT-100 įpilama į 50 ml bazinės terpės. Papildas siunčiamas su sausuoju ledu ir laikomas −20 °C temperatūroje; atšildytas jis gali būti laikomas 2–8 °C temperatūroje iki vieno mėnesio.

PRODUKTO APRAŠYMAS

Pardavimo vienetas	100
Matuoklio vienetas	milliliter
Pakuotės vienetas	butelis
Prekės variantas	Papildomas mokestis už vienvietį kambarį
Koncentracija serume	Be serumo (serumo pakaitalas)
Rekomenduojama	6 000 ląstelių/cm²

Laikymas ir stabilumas

Pristatoma su sausuoju ledu. Laikyti −20 °C temperatūroje iki galiojimo pabaigos datos; atšildžius, laikyti 2–8 °C temperatūroje ne ilgiau kaip vieną mėnesį arba padalyti į porcijas ir dar kartą užšaldyti. Papildyta terpė: 2–8 °C, apsaugota nuo šviesos, ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

Specifikacija

pH 7,3 ± 0,2, osmolalumas 300 ± 20 mOsm/kg

Papildų sudedamosios dalys

Galvijų serumo albuminas, žmogaus rekombinantinis insulinas, žmogaus transferinas (prisotintas geležimi) IMDM terpėje

Sudėties lentelė

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB